

UPUTE ZA UZIMANJE UZORKA STOLICE ZA BAKTERIOLOŠKU PRETRAGU

Uzorak stolice uzima se u sterilnu plastičnu posudicu, na čijem čepu (poklopac s navojem) je pričvršćena žličica za uzorkovanje. Posudica se može kupiti u ljekarni.

- Uzorak stolice mora biti svjež (od istog dana), ne smije biti pomiješan s mokraćom, vodom, toaletnim papirom, dezinficijensom ili deterdžentom.
- Pomoću žličice na čepu, uzorak stolice staviti u sterilnu posudicu. Potrebno je 1-2 g uzorka stolice (veličina lješnjaka). Ukoliko je stolica u tekućem obliku uzeti 2-3 ml uzorka tekuće stolice.
- Uzorak stolice treba donijeti na prvi zdravstveni pregled, najkasnije 2 sata od uzimanja, ili sljedeći dan u mikrobiološki laboratorij u Dubrovnik, također najkasnije 2 sata od uzimanja. Ukoliko to nije moguće, posudica s uzorkom može se pohraniti na +4°C, najduže 24 sata do dostave u laboratorij.
- Nalaz pretrage bit će putem informatičkog sustava vidljiv u epidemiološkoj službi i tako dostupan za drugi zdravstveni pregled stranog državljanina (ne mora se uzeti nalaz u laboratoriju).